



	Imię, nazwisko i stanowisko	
Opracował: Dnia 5.06.2014r.	Mgr Krystyna Bucior Specjalista ds. Epidemiologii	
Sprawdził: Dnia 8.06.2014r.	Dr med. Andrzej Kurowski Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych	
Zatwierdził: Dnia 20.06.2014r.	dr hab. med. Zofia Dzielińska prof. nadz. Instytutu Kardiologii Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych	Obowiązuje od 27-06-2014r.

**SCHEMAT DEZYNFEKCJI SPRZĘTU, POWIERZCHNI W KLINIKACH,
ODDZIAŁACH, PRZYCHODNI I INNYCH KOMÓRKACH INSTYTUTU
KARDIOLOGII.**

Przedmiot dezynfekcji	Częstotliwość dezynfekcji	Osoba wykonująca czynność	Rodzaj stosowanych środków
Aparaty do mierzenia RR	Po każdym użyciu	Pielęgniarka	<u>Mikrozyd AF chusteczki</u> - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro). - przetrzeć powierzchnie
Stazy wielorazowe	Po każdym użyciu Dezynfekcja na zakończenie dyżuru. Zanurzyć dokładnie stazę w środku dezynfekcyjnym w wannie dezynfekcyjnej następnie umyć pod bieżącą wodą i wytrzeć. Stazy zabrudzone krwią wyrzucić do czerwonego worka na odpady	Pielęgniarka	<u>Mikrozyd AF chusteczki</u> - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro)- przetrzeć powierzchnie <u>Sekusept Activ 2%</u> - 15 minut B, F, V, Tbc, S lub <u>Gigasept Instru AF 2%</u> - 30 min.- B, Tbc, F, V. Zanurzyć stazy
Termometry bezdotykowe na podczerwień	Po każdym użyciu	Pielęgniarka	<u>Mikrozyd sensitive chusteczki</u> - 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota). - przetrzeć powierzchnie
Termometry alkoholowe	Po każdym użyciu	Pielęgniarka	<u>Mikrozyd AF chusteczki</u> - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro). przetrzeć powierzchnie
Głowice USG	Po użyciu do każdego pacjenta	Lekarz/ Pielęgniarka	<u>CleniseptWipes chusteczki</u> -1 min B (wyłącznie z MRSA), F, wirusy (HBV, HCV, HIV). przetrzeć powierzchnie
Elektrody do EKG wielorazowego użytku przyssawkowe, gruszki, kable	Po użyciu do każdego pacjenta Mycie dokładne gruszek, przyssawek na koniec dnia, suszenie i dezynfekcja	Osoba obsługująca aparat	<u>Mikrozyd AF liquid</u> przetrzeć powierzchnie, miejsca trudno dostępne użyć aerozol - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, Rota). <u>Mikrozyd sensitive chusteczki</u> - powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu- 1 min. B, F, wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) przetrzeć powierzchnie <u>Mikrozyd AF chusteczki</u> - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro).



			przetrzeć powierzchnie lub należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta sprzętu
Elektrody kończynowe klipsowe	Po użyciu do każdego pacjenta Mycie dokładne na koniec dnia, suszenie i dezynfekcja	Osoba obsługująca aparat	<u>Mikrozyd sensitive</u> chusteczki - 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) przetrzeć powierzchnie lub należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta sprzętu.
Kable do Holterów Ekg	Po użyciu do każdego pacjenta	Osoba obsługująca aparat	<u>Mikrozyd sensitive</u> chusteczki - 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) przetrzeć powierzchnie lub należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta sprzętu.
Pompy infuzyjne	Dezynfekcja 2 x dz. i po każdym użyciu oraz w trakcie użytkowania	Pielęgniarka	<u>Mikrozyd sensitive</u> chusteczki - - 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) przetrzeć powierzchnie
Słuchawki lekarskie	Po użyciu przetrzeć chusteczką membranę Oliwki słuchawek po użyciu dezynfekować	Lekarz/ Pielęgniarka	<u>Mikrozyd AF chusteczki</u> - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota). przetrzeć powierzchnie <u>Mikrozyd sensitive</u> chusteczki - 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) przetrzeć powierzchnie <u>Skinsept bezbarwny</u> - przetrzeć – 60 s. B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Rota, Adeno).
Laryngoskop + łyżka	Po zakończonej intubacji zanurzyć w wannie do dezynfekcji. <u>Wskazana sterylizacja</u>	Pielęgniarka	<u>Sekusept Activ 2% lub Gigasept perls 2%</u> - 15 minut B, F, V, Tbc.,S - <u>blok operacyjny</u> <u>Gigasept perls 2%</u> - 15 minut B, F, V, Tbc.,S lub <u>Gigasept Instru AF</u> 2% -30 min - B, Tbc, F, V zanurzyć łyżkę laryngoskopu - inne komórki organizacyjne z wyłączeniem bloku operacyjnego.
Maska twarzowa od ambu.	Po każdym użyciu. <u>Wskazana sterylizacja</u>	Pielęgniarka	<u>Sekusept Activ 2% lub Gigasept perls 2%</u> - 15 minut B, F, V, Tbc.,S - <u>blok operacyjny</u> <u>Gigasept Instru AF 2%</u> -30 min - B, Tbc, F, V lub <u>Gigasept perls 2%</u> - 15 minut B, F, V, Tbc.,S zanurzyć maskę – inne komórki organizacyjne z wyłączeniem bloku operacyjnego.
Worek ambu.	Po każdym użyciu <u>Wskazana sterylizacja</u>	Pielęgniarka	<u>Mikrozyd sensitive</u> chusteczki -2 min.- B, F, wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) przetrzeć powierzchnie lub należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta aparatu ambu.
Respirator Aparat do znieczulenia	W trakcie użytkowania	Pielęgniarka	<u>Mikrozyd AF liquid</u> przetrzeć lub użyć aerozolu do obudowy, miejsca trudno dostępne- 2 min B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, Rota). <u>Mikrozyd sensitive liquid</u> – spryskać preparatem trudno dostępne powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu - 1 min B, F, wirusy (w tym



	Oprzyrządowanie	Pielęgniarka	HIV, HBV, HCV, Rota,) <u>Mikrozid sensitive chusteczki</u> - 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) - do dezynfekcji sprzętu wrażliwego na działanie alkoholu, przetrzeć powierzchnie <u>Sekusept Activ 2%</u> - 15 minut B, F, V, Tbc, S - blok operacyjny <u>Gigasept Instru AF 2%</u> - 30 min. B, Tbc, F, V – kliniki/oddziały zanurzyć oprzyrządowanie
Kardiomonitor	W trakcie użytkowania Po każdym użyciu - oprzyrządowanie kardiomonitora: — Aparat do mierzenia ciśnienia — Kabel pacjenta — Czujnik saturacji — Czujnik temperatury	Pielęgniarka	<u>Mikrozid AF liquid</u> przetrzeć lub spryskać preparatem miejsca trudno dostępne 2 min.- B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota). <u>Mikrozid sensitive liquid</u> –użyć aerozolu do trudno dostępnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu 1 min - B, F, wirusy (w tym HIV, HBV, HCV, Rota,) <u>Mikrozid sensitive chusteczki</u> - 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) - do dezynfekcji sprzętu wrażliwego na działanie alkoholu. <u>Mikrozid AF chusteczki</u> - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy(Adeno, HBV, HCV, HIV Rota) przetrzeć powierzchnie lub należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta – po uzgodnieniu z pracownikami aparatury medycznej
Strzygarka chirurgiczna	Po użyciu - rękojeść Ostrza po użyciu wyrzucić.	Pielęgniarka	<u>Mikrozid AF chusteczki</u> - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, HIV Rota). przetrzeć powierzchnie
Wanny do moczenia narzędzi	Po każdym użyciu.	Pielęgniarka	<u>Perform</u> - roztwór 2 % działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V
Szczotki do mycia narzędzi	Dezynfekcja po użyciu. Wskazana sterylizacja.	Pielęgniarka	<u>Sekusept Activ 2%</u> - 15 minut B, F, V, Tbc, S - blok operacyjny <u>Gigasept Instru AF 2%</u> -30 minut B, Tbc, F, V zanurzyć szczotki – inne komórki organizacyjne z wyłączeniem bloku operacyjnego.
Miski do mycia chorych	Po każdym użyciu	Personel sprząający	Preparaty do dezynfekcji powierzchni o spektrum działania odpowiednim do zagrożenia. <u>Terralin</u> 2% B, Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) 15 min. <u>Perform</u> 2% - 15 min. na B z Tbc, F, V <u>Mikrozid AF liquid</u> - preparat do dezynfekcji małych, czystych trudno dostępnych powierzchni 2 min.- B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, Rota). <u>Znieczyszczenia organiczne:</u> <u>Medicarina</u> - 1, 80%-15 min. B, F, V, Tbc – zdezynfekować powierzchnię, po czasie dezynfekcji powierzchnię dezynfekowaną przetrzeć czystą wodą. <u>Incidin Aktiv 2%</u> - 10 min (B, F, V, Tbc, S) - w przypadku hospitalizacji pacjenta z <u>Clostridium</u>



Meble	<p>W salach chorych izolowanych oraz w salach KKCH i T, KITK, ZA i IT, - powierzchnie mebli dezynfekcja 2 x dziennie i w razie potrzeby.</p> <p>Powierzchnie dotykowe mebli - kilkakrotna dezynfekcja w ciągu dnia.</p> <p>Dokładna dezynfekcja mebli po wypisie/przeniesieniu pacjenta.</p> <p>Leżanki w gabinetach lekarskich/zabiegowych- po każdym użyciu.</p>	Personel sprząający	<p><u>difficile</u> – przetrzeć powierzchnie</p> <p>Preparat do dezynfekcji powierzchni o spektrum odpowiednim do zagrożenia: <u>Terralin</u> 2% B, Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) 15 min., <u>Perform</u> 2% - 15 min. na B z Tbc, F, V</p> <p><u>Terralin</u> 2% B, Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) 15 min</p> <p><u>Perform</u> 2% - 15 min. na B z Tbc, F, V</p> <p><u>Mikrozyd AF liquid</u> - preparat do dezynfekcji małych, czystych trudno dostępnych powierzchni 2 min.- B, F, Tbc, wirusy(Adeno, HBV, HCV, Rota).</p> <p>Zanieczyszczenia organiczne: <u>Medicarine</u> 1, 80%- 15 min (B, V, F, Tbc) <u>Incidin Aktiv</u> 2% - 10 min (B, F, V, Tbc, S) - w przypadku hospitalizacji pacjenta z <u>Clostridium difficile</u> <u>Mikrozyd PAA</u> - B, wirusy (w tym: HIV, HBV, Noro, Adeno, Polio), F, spory 5 minut przetrzeć powierzchnie dotykowe w przypadku hospitalizacji pacjenta z <u>Clostridium difficile</u></p>
Przyciski monitorów, aparatury.	Dezynfekcja 2 x dz. i w razie potrzeby ZA i IT, KITK, . Sale operacyjne po każdym zakończonym zabiegu. Sale opatrunkowe po każdym zakończonym zabiegu	Pielęgniarka	<p><u>Mikrozyd sensitive chusteczki</u> odczekać 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) przetrzeć powierzchnie</p> <p><u>lub należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta sprzętu</u></p>
Klawiatura komputera	Dezynfekcja 2 x dz. i w razie potrzeby.	Pielęgniarka	<p><u>Mikrozyd sensitive chusteczki</u> - 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) przetrzeć powierzchnie</p> <p><u>lub należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta sprzętu.</u></p>
Stoliki przyłóżkowe	<p>Stoliki pacjentów izolowanych oraz pacjentów w KITK, , ZA i IT, KKCH i T, dezynfekcja 2 x dziennie i w razie potrzeby. W pozostałych salach 1x dz., i w razie potrzeby.</p> <p>Po wypisie/przeniesieniu chorego - dokładna dezynfekcja.</p>	Personel sprząający	<p>Preparat do dezynfekcji powierzchni o spektrum odpowiednim do zagrożenia. <u>Terralin</u> 2% B, Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) 15 min.,</p> <p><u>Perform</u> 2% - 15 min. na B z Tbc, F, V <u>Mikrozyd AF liquid</u> - preparat do dezynfekcji małych, czystych powierzchni - 2 min. B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, Rota).</p> <p>Zanieczyszczenia organiczne: <u>Medicarina</u> 1, 80%-15min. (B, F, V, Tbc.) <u>Incidin Aktiv</u> 2% - 10 min (B, F, V, Tbc, S) - w</p>



			przypadku obecności pacjenta z <u>Clostridium difficile</u> <u>Mikrozyd PAA</u> - B , wirusy (w tym: HIV, HBV, Noro, Adeno, Polio), F, spory 5 minut przetrzeć powierzchnie dotykowe w przypadku hospitalizacji pacjenta z <u>Clostridium difficile</u>
Powierzchnie dotykowe (klamki, kontakty, słuchawka telefoniczna, powierzchnie dotykowe sprzętu: ramy łóżek, wysięgniki, stoliki przyłóżkowe - blaty, dozowniki na środek dezynfekcyjny do rąk i mydło, baterie kranowe).	W salach gdzie leżą pacjenci izolowani, w pomieszczeniach KITK, ZA i IT, KKCH i T, - dezynfekcja powierzchni dotykowych przynajmniej 2 x dziennie i w razie potrzeby, w pozostałych oddziałach, komórkach organizacyjnych 1x dz.	Personel sprząający	Preparaty do dezynfekcji powierzchni o spektrum działania odpowiednim do zagrożenia. <u>Terralin 2% B</u> , Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) 15 min., <u>Perform 2%</u> - 15 min. na B z Tbc, F, V. <u>Mikrozyd AF liquid</u> - preparat do dezynfekcji małych powierzchni- 2 min, F, Tbc, wirusy(Adeno, HBV, HCV, Rota). Czyste, trudno dostępne powierzchnie <u>Mikrozyd sensitive liquid</u> –spryskać preparatem - dezynfekcja trudno dostępnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu - 1 min - B, F, wirusy (w tym HIV, HBV, HCV, Rota,) <u>Mikrozyd AF chusteczki</u> - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy(Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota).przetrzeć powierzchnie <u>Mikrozyd sensitive chusteczki</u> odczekać 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) przetrzeć powierzchnie Dezynfekcja - zanieczyszczenia organiczne: <u>Medicarina 1,80%-15 min.</u> (B, V, F, Tbc)
Lampy bakterioobójcze	Dezynfekcja 1x w tygodniu	Personel sprząający	<u>Mikrozyd AF liquid</u> - preparat do dezynfekcji małych, czystych powierzchni- 2 min. B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota).
Dozowniki, butelki/pojemniki na mydło i środek dezynfekcyjny. Podajniki na ręczniki. Zewnętrzna część.	Dezynfekcja zewnętrznej części dozowników - kilkakrotna w ciągu dnia. Dezynfekcja każdorazowa przy wymianie butelek na środek dezynfekcyjny i mydło, dezynfekcja podajników na ręczniki jednorazowe	Personel sprząający	<u>Zewnętrzna część dozownika, butelek na mydło, płyn dezynfekcyjny, podajniki na ręczniki jednorazowe –</u> <u>Terralin 2% B</u> , Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) 15 min inne komórki organizacyjne z wyłączeniem bloku operacyjnego <u>Terralin 2% B</u> , Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) 15 min., <u>Perform</u> - roztwór 2% działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V Czyste trudno dostępne powierzchnie <u>Mikrozyd AF liquid</u> - preparat do dezynfekcji małych, czystych powierzchni 2 min.- B, F, Tbc, wirusy(Adeno, HBV, HCV, Rota). <u>Zanieczyszczenia organiczne: Medicarina 1.80%-15</u> min. (B, F, V, Tbc) - po dezynfekcji dokładnie oplukać powierzchnie. <u>Incidin Aktiv 2%- 10 min</u> (B, F, V, Tbc, S) - w przypadku obecności pacjenta z <u>Clostridium difficile</u> <u>Mikrozyd PAA</u> - B , wirusy (w tym: HIV, HBV, Noro, Adeno, Polio), F, spory 5 minut przetrzeć powierzchnie dotykowe w przypadku obecności pacjenta z <u>Clostridium difficile</u>
Wózki do przewożenia	Po każdym użyciu.	Personel	Preparaty do dezynfekcji powierzchni o spektrum



pacjentów		sprzątający	działania odpowiednim do zagrożenia. <u>Terralin 2%</u> - 15 min. B, Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) <u>Po umyciu, wysuszeniu:</u> <u>Mikrozyd AF liquid</u> - preparat do dezynfekcji małych, czystych powierzchni, w przypadku dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych należy używać aerozolu - 2 min. B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, Rota). <u>Zanieczyszczenie organiczne:</u> <u>Medicarina</u> 1, 80%-15 min.(B, F, V, Tbc)
Łóżka	Po wypisie/przeniesieniu pacjenta	Personel sprzątający	Preparaty do dezynfekcji powierzchni o spektrum działania odpowiednim do zagrożenia. <u>Terralin 2%</u> B, Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) 15 min. <u>Perform 2%</u> - 15 min. na B z Tbc, F, V. <u>Mikrozyd AF liquid</u> - preparat do dezynfekcji małych, czystych powierzchni. W celu zastosowania do trudno dostępnych powierzchni należy użyć preparatu w aerozolu - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, Rota) <u>Powierzchnie zanieczyszczone organicznie:</u> <u>Medicarina</u> 1, 80%-15 min. (B, F, V, Tbc) po dezynfekcji powierzchnie zmyć dokładnie wodą
Podłogi	Codziennie mycie detergentem we wszystkich salach chorych, okresowa dezynfekcja ustalona wewnętrznie przez pielęgniarkę oddziałową. Dezynfekcja środkiem myjąco - dezynfekcyjnym 2 x dziennie i w razie potrzeby: gabinety zabiegowe, punkt pielęgniarski, sale gdzie leżą pacjenci izolowani, sale, w których przygotowuje się leki dla chorych (KITK, ZA i IT,) . Po każdym zabiegu: — Bloki operacyjne, — Hemodynamika, — Elektrofizjologia.	Personel sprzątający	Preparaty do dezynfekcji powierzchni o spektrum działania odpowiednim do zagrożenia. <u>Terralin 2%</u> B, Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) 15 min <u>Perform- roztwór 2%</u> działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V <u>Powierzchnie zanieczyszczone organicznie:</u> <u>Medicarina</u> 1, 80%-15 min. (B, F, V, Tbc) po dezynfekcji powierzchnie zmyć dokładnie wodą. <u>Incidin Aktiv 2%</u> - 10 min (B, F, V, Tbc, S) - w przypadku hospitalizacji pacjenta z <u>Clostridium difficile</u>
Stoły laboratoryjne	Przed i po zakończeniu pracy. Po skażeniu materiałem organicznym.	Personel laboratorium Personel sprzątający.	Preparaty do dezynfekcji <u>o spektrum działania odpowiednim do zagrożenia.</u> <u>Perform- roztwór 2%</u> działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V <u>Mikrozyd AF liquid</u> - preparat do dezynfekcji małych, czystych powierzchni- 2 min. B, F, Tbc, wirusy(Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota). <u>zanieczyszczenia organiczne:</u> <u>Medicarina</u> 1, 80%-15 min. (B, V, F, Tbc), po zalecanym czasie dezynfekcji powierzchnie zmyć czystą wodą
Zlewy, brodziki, wanny, muszle, podłogi w łazienkach.	Dezynfekcja łazienek personelu przy salach chorych, łazienek ogólnie dostępnych 1x dziennie i w razie potrzeby. Dezynfekcja, 2 x dziennie i w razie potrzeby w łazienkach przylegające do sal	Personel sprzątający	Preparaty do dezynfekcji o spektrum działania odpowiednim do zagrożenia. <u>Terralin 2%</u> B, Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) 15 min <u>Medicarina</u> 1,08 %-15 min. (B, F, V, Tbc). <u>Perform 2%</u> - 15 min. na B z Tbc, F, V <u>Pacjent z Tbc lub zanieczyszczenia organiczne-</u>



	pacjentów izolowanych oraz w łazienkach KKCH i T, KITK, ZA i IT.		<u>Medicarine 0, 72%-30 min.(B, F, V, Tbc), w przypadku zanurzenia lub Medicarina 1, 80 %-15 min (B, F, V, Tbc) - dezynfekcja powierzchni w miejscu zanieczyszczenia.</u> <u>Domestos – sedesy.</u> <u>Incidin Aktiv 2%- 10 min (B, F, V, Tbc, S) - w przypadku hospitalizacji pacjenta z Clostridium difficile</u>
Baseny, kaczki, słoje	Po każdym użyciu, wypłukać wodą i zdezynfekować,	Personel sprząający	<u>Medicarina stężenie 0, 72% - 30 min. (B, V, F, Tbc) w przypadku zanurzenia.</u> Pacjenci z Clostridium difficile – Medicarina 1,80%% - 15 min (B, F, V, Tbc)
Sprzęt do sprzątania (wiadra, miski, kuwety)	Po każdy użyciu.	Personel sprząający	Sprzęt po dokładnym umyciu opłukaniu zdezynfekować – <u>Medicarine 0, 36%-15 min.(B, F, V, Tbc) - powierzchnie przetrzeć roztworem.</u> <u>Perform- roztwór 2% działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V – powierzchnie przetrzeć roztworem</u> <u>Zanieczyszczenia organiczne. Medicarina 1, 80% - 15 min.</u>
Szczotki do czyszczenia powierzchni	Po każdym użyciu.	Personel sprząający	<u>Po umyciu i wypłukaniu Medicarina 0, 72% - 30 min.(B, F, V, Tbc) zanurzyć szczotki.</u>
Pojemniki na odpady Stelaże na worki na odpady	Po opróżnieniu.	Personel sprząający	Preparaty do dezynfekcji o spektrum działania dostosowanym do zagrożenia <u>Terralin 2% B, Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) 15 min,</u> <u>Perform- roztwór 2% działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V,</u> Powierzchnie czyste, miejsca trudno dostępne (stosować aerozol) po umyciu Mikrozid <u>AF liquid</u> - preparat do dezynfekcji małych powierzchni - 2 min. B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota). <u>Zanieczyszczenia organiczne:</u> <u>Medicarina 1,80%-15 min. (B, V, F, Tbc)</u> <u>Incidin Aktiv 2%- 10 min (B, F, V, Tbc, S) - w przypadku obecności pacjenta z Clostridium difficile.</u>
Szczotki do WC	Codziennie i w razie potrzeby.	Personel sprząający	Moczyć pod przykryciem. <u>Zanieczyszczone, opłukać moczyć w Medicarine 0, 72% - 30 min. (B, F, V, Tbc)</u>
Przelewanie zlewów, kratek ściekowych w salach chorych po wypisie/ przeniesieniu chorych. Przelewanie zlewów, kratek ściekowych w łazienkach, brudownikach i innych pomieszczeniach.	Salę chorych, łazienki przyległe do sal po wypisie/przeniesieniu pacjentów nie rzadziej jednak niż 2 x w miesiącu. Brudowniki, łazienki i inne pomieszczenia 2 x w miesiącu.	Personel sprząający	<u>Medicarina 1,08%.</u>
Wózki do przewożenia bielizny, odpadów	Po każdym użyciu.	Personel magazynów. Personel sprząający	<u>Bez zanieczyszczeń organicznych wózki na bieliznę czystą.</u> <u>Bez zanieczyszczeń organicznych, wózki na bieliznę brudną (pościel brudna umieszczana jest w workach zawiązanych)</u>



			<p>Terralin 2% B, Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) 15 min.</p> <p>Po umyciu, wysuszeniu: - <u>Mikrozid AF liquid</u> – preparat do powierzchni trudno dostępnych w aerozolu 2 min.- B, F, Tbc, wirusy(Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota)</p> <p><u>Wózki na odpady medyczne pozostałe i komunalne</u></p> <p>Medicarina 0, 36% - 15 min. (B, F, V, Tbc).</p> <p>Wózki na odpady medyczne zakaźne <u>Medicarina</u> 1,08% - 15 min (B, F, V, Tbc).</p> <p><u>Zabrudzenia organiczne:</u> Medicarina:1,80% -15 min. (B, F, V, Tbc).</p>
Pomieszczenie przechowywania odpadów medycznych	Po wywiezieniu odpadów i w przypadku zabrudzenia.	Personel obsługujący pomieszczenia.	<p><u>Plamy krwi lub miejsca zanieczyszczone materiałem organicznym</u> należy zdezynfekować <u>Medicarina</u> 1, 80% -15 min. (B, F, V, Tbc).</p> <p>Pozostałe powierzchnie <u>Medicarina</u> – 0, 36%-15 min.(B, F, V, Tbc).</p> <p>Po dezynfekcji powierzchnie zmyć czystą wodą.</p>
Stoły operacyjne, opatrunkowe	Po każdym zabiegu i na koniec dnia.	Personel sprząający	<p>Mycie i dezynfekcja</p> <p><u>Perform</u>- roztwór 2% działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V</p> <p>Czyste powierzchnie: - <u>Mikrozid AF liquid</u> - preparat do dezynfekcji małych powierzchni (do powierzchni trudno dostępnych należy używać spryskiwacza) - 2 min. B, F, Tbc, wirusy(Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota)</p> <p><u>lub należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta.</u></p>
Lampy bezcieniowe z wysięgnikami	Po każdym zabiegu	Personel sprząający	<p>Terralin 2%- 15 min B, Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) – <u>sale opatrunkowe, gabinety zabiegowe.</u></p> <p><u>Perform</u>- roztwór 2% działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V- <u>bloki operacyjne.</u></p> <p><u>Mikrozid sensitive chusteczki</u> –dezynfekcja powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, odczekać 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) <u>lub należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta</u></p>
Pompa płuco- serce	Po każdym użyciu	Perfuzjonista	<p><u>Perform</u>- roztwór 2% działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V.</p> <p><u>Mikrozid sensitive chusteczki</u> –dezynfekcja powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu - 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota).</p> <p><u>Mikrozid AF chusteczki</u> - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro) <u>lub należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta.</u></p>
Aparat do ACT	Po każdym użyciu	Pielęgniarka, Perfuzjonista	<p><u>Perform</u>- roztwór 2% działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V.</p> <p><u>Mikrozid sensitive chusteczki</u> – dezynfekcja powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu - 2 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota).</p> <p><u>Mikrozid AF chusteczki</u> - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro) <u>lub należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta.</u></p>



Aparat do gazometrii	Po każdym użyciu	Pielęgniarka, Perfuzjonista	<u>Perform</u> - roztwór 2% działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V <u>Mikrozyd sensitive chusteczki</u> –dezynfekcja powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, odczekać 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota). <u>Mikrozyd AF chusteczki</u> - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro) lub <u>należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta.</u>
Mankiety do podawania płynu	Po każdym użyciu	Pielęgniarka	<u>Terralin</u> 2% B, Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) 15 min. – kliniki/oddziały. <u>Perform</u> - roztwór 2% działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V- <u>blok operacyjny</u> . <u>Mikrozyd sensitive chusteczki</u> – dezynfekcja powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, odczekać 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota).
Kontrapulsacja wewnątrzaoortalna Aparat do ablacji	Po każdym użyciu	Perfuzjonista	<u>Perform</u> - roztwór 2% działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V. <u>Mikrozyd sensitive chusteczki</u> – dezynfekcja powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, odczekać 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota). lub <u>należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta.</u>
Elektrokoagulacje	Po każdym użyciu	Personel sprząający.	<u>Perform</u> - roztwór 2% działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V. <u>Mikrozyd sensitive chusteczki</u> –dezynfekcja powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu - 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) lub <u>należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta.</u>
Stelaże do kroplówek	Po każdym użyciu	Personel sprząający	<u>Terralin</u> 2% B, Tbc, F, V (Rota, HIV, HCV, HBV) 15 min., – klinika/oddział <u>Perform</u> - roztwór 2% działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V- <u>blok operacyjny</u> <u>Mikrozyd AF liquid</u> przetrzeć powierzchnie, miejsca trudno dostępne aerozol - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy(Adeno, HBV, HCV, Rota).
Ramie C	Po każdym użyciu	Personel sprząający.	<u>Perform</u> - roztwór 2% działający w ciągu 15 min. na B z Tbc, F, V <u>Mikrozyd sensitive chusteczki</u> –dezynfekcja powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, odczekać 1 min.- B, F wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) <u>Mikrozyd AF chusteczki</u> - 2 min.- B, F, Tbc, wirusy (Adeno, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro) lub <u>należy zastosować preparat do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta sprzętu.</u>



Użyte skróty:

B (bakterie), F (grzyby), V (wirusy), Tbc (prątki gruźlicy), S (spory).

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DEZYNFEKCJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAKRESEM I CZASEM DZIAŁANIA ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO PODANYM PRZEZ PRODUCENTA NA OPAKOWANIU PREPARATU.

W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI MATERIAŁEM ORGANICZNYM, NALEŻY USUNĄĆ ZANIECZYSZCZENIE CHŁONNYM MATERIAŁEM (NP. LIGNINĄ), ZASTOSOWAĆ NA POWIERZCHNIĘ ZANIECZYSZCZONĄ MEDICARINĘ - 1, 80 %, PO 15 MIN. DOKŁADNIE PRZETRZEĆ DEZYNFEKOWANĄ POWIERZCHNIĘ CZYSTĄ WODĄ.

W PRZYPADKU UŻYCIA NA MAŁE POWIERZCHNIE, POWIERZCHNIE TRUDNO DOSTĘPNE GOTOWEGO PREPARATU NA BAZIE ALKOHOLU NALEŻY WCZEŚNIEJ POWIERZCHNIE DOKŁADNIE UMYĆ I OSUSZYĆ. BEZPOŚREDNIO PO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PREPARATEM W AEROZOLU NIE NALEŻY POWIERZCHNI WYCIERAĆ