

Bytom dnia: 2022-08-24

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Sygnatura: 32/32PN/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na "dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 32/32PN/2022.

Zamawiający zawiadamia, iż zmodyfikował załącznik A do SWZ **pakiet 2 – Elementy wymienne CT EXPRES TM 4D D90 PODAWANIA KONTRASTÓW** –po przez zmianę opisu:

Poprzednie brzmienie:

1	Przewód Pacjenta , jednorazowy łącznik o długości 120 cm z jednokietunkowym zaworem zwrotnym, na każdym z końców z lini ze złączem luer-lock
2.	Kolec komory kroplowej, jednorazowy przekłuwacz łączący butelkę z środkiem cieniującym
3.	Zestaw dzienny III HP, zestaw łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1 x sól fizjologiczna). Trójnik połączony od zestawu pacjenta. Górna część przewodów ze środkiem cieniującym podłączony jest od kolca komory kroplowej butelek ze środkiem cieniującym.
4.	Zestaw wielu pacjentów do użytku przez 12h lub 3600 ml płynu składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock. Przewód dł. 70 cm.

Nowe brzmienie:

1	Przewód Pacjenta ,jest urządzeniem jednorazowego użytku składa się z rurki z zaworami na każdym końcu: z jednej strony żeński łącznik Luera na połączenie z zestawem wielokrotnego użytku , z drugiej strony męski łącznik Luera umożliwia połączenia urządzenia do pacjenta. Do każdego pacjenta należy stosować nowy przewód pacjenta. jednorazowy łącznik o długości 120 cm
2.	Kolec komory kroplowej, jest urządzeniem jednorazowego użytku , przeznaczony do zostosowania z pojedynczą butelką środka cieniującego jednorazowy przekłuwacz łączący butelkę z środkiem cieniującym z zastosowaniem dziennym III HP
3.	Zestaw dzienny III HP, jest urządzeniem jednorazowego użytku, składa się z dwóch rurek prowadzących do dwóch butelek ze środkiem cieniującym, trzeciej rurki do poprowadzenia zestaw łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1 x sól fizjologiczna). Trójnik połączony od zestawu pacjenta. Górna część przewodów ze środkiem cieniującym podłączony jest od kolca komory kroplowej butelek ze środkiem cieniującym.
4.	Zestaw wielu pacjentów.Jest urządzeniem jednorazowego uzytku jest stosowany u wielu pacjentów, każdy pacjent jest do niego połączony za pomocą przewodu pacjenta, do użytku przez 12h lub 3600 ml płynu składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock. Przewód dł. 70 cm.

Zamawiający zawiadamia, iż zmodyfikował załącznik A do SWZ **pakiet 26 – SZCZOTECZKA DO POBIERANIA WYMAZÓW CYTOLOGICZNYCH** –po przez zmianę ilości:

Poprzednie brzmienie:

Poz.	Opis przedmiotu zamówienia	Szacunkowa ilość na okres 1 roku
1.	2.	5.
1.	Szczoteczki cyto-brusch z tworzywa sztucznego do pobierania wymazów cytologicznych ,jednocześnie z kanału szyjki macicy , tarczy , strefy transformacji, sterylne, pakowane indywidualnie z wydłużoną końcówką w kształcie trójkęba, płaskie.	2 500 szt.

Nowe brzmienie:

Poz.	Opis przedmiotu zamówienia	Szacunkowa ilość na okres 1 roku
1.	2.	5.
1.	Szczoteczki cyto-brusch z tworzywa sztucznego do pobierania wymazów cytologicznych ,jednocześnie z kanału szyjki macicy , tarczy , strefy transformacji, sterylne, pakowane indywidualnie z wydłużoną końcówką w kształcie trójkęba, płaskie.	2 000 szt.

Zamawiający zawiadamia, iż zmodyfikował załącznik A do SWZ **pakiet 54 – CEWNIK UROLOGICZNY NELATON** –po przez zmianę opisu:

Poprzednie brzmienie:

1.	Cewnik urologiczny Nelaton dziecięcy, gotowy do użycia,sterylny, poliuretanowy. Posiadający hydrofiliową, gładką powłokę, zapawniającą komfortowe użycie. Nie ma potrzeby dodawania lubrykantu ani wody, w celu aktywacji powłoki. Minimalizuje ryzyko zakażeń układu moczowego, wygodny w stosowaniu, nie zawiera PCV i ftalanów. Rozmiary: CH06, długość 20cm.
----	--

Nowe brzmienie:

1.	Cewnik urologiczny Nelaton dziecięcy, gotowy do użycia,sterylny, poliuretanowy. Posiadający hydrofiliową, gładką powłokę, zapawniającą komfortowe użycie. Nie ma potrzeby dodawania lubrykantu ani wody, w celu aktywacji powłoki. Minimalizuje ryzyko zakażeń układu moczowego, wygodny w stosowaniu, nie zawiera PCV i ftalanów. Rozmiary: CH06, długość 20cm. Cewniki będą stosowane dla noworodków po operacjach wewnątrzmaciczych zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej. Noworodki muszą mieć cewnikowany pęcherz moczowy co trzy godziny
----	--

Zamawiający zawiadamia, iż zmodyfikował załącznik A do SWZ **pakiet 63 – SIATKI CHIRURGICZNE** –po zmianę opisu:

Poprzednie brzmienie:

2.	Niewchłaniałne, makroporowate, polipropylenowa lekka siatka z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48g/m ² (+/-10%), całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%): porowatość 91% (+/-5%) wielkość porów 2,76 mm, bezbarwna nić o grubości 120µm.
3.	Siatka do naprawy przepuklin ze 100% polipropylenu monofilamentowego, lekka, rozmiar 15x15cm, gramatura 38g/m ² , grubość 38mm.

Nowe brzmienie:

2.	Niewchłaniałne, makroporowate, polipropylenowa lekka siatka z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48g/m ² (+/-10%), całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%): porowatość 91% (+/-5%) wielkość porów 2,76 mm, bezbarwna nić o grubości 120µm. O wymiarze 10 x 15 cm.
3.	Siatka do naprawy przepuklin ze 100% polipropylenu monofilamentowego, lekka, rozmiar 15x15cm, gramatura 38g/m ² , grubość 38mm.

Zamawiający informuje iż Zmodyfikowany Załącznik A do SWZ pakiet nr 2, 26, 54, 63 stanowią integralną część SWZ.

Podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracji i Technicznych
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
Włodzisław Wierczok