

Opis przedmiotu zamówienia - trakcja do biodra

Lp.	Nazwa własna	Numer katalogowy	Opis	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT (8%)	Wartość brutto
DO WSZYSTKICH PROCEDUR								
1.			Mocowanie stopy (lewa/prawa)	2				
2.			Aktywny wyciąg do biodra (lewa noga/prawa noga)	1				
3.			Dokładka do stołu operacyjnego kompatybilna z wyciągiem do biodra	1				
4.			Podkładka pod pacjenta	1				
5.			Sworzeń do mocowania wałka blokującego	1				
6.			Walek blokujący pacjenta na stole	1				
7.			Gąbka usztywniająca do buta mocującego stoje 2 szt w opakowaniu	1				
8.			Złączka mocująca dokładkę do stołu operacyjnego, 2 szt w pudełku	1				
Razem:						0,00		0,00

OPIS WYCIĄGU DO ARTROSKOPII BIODRA

Niezależna trakcja dedykowana do ułożenia pacjenta w artroskopii stawu biodrowego zarówno w pozycji na wznak jak i na boku. Jest kompatybilna z większością stołów operacyjnych . Wyciąg dający możliwość rotacji kończyny dolnej w celu ułatwienia dostępu do stawu. Wyciąg posiada automatyczną blokadę ustawienia (naciągu) bez możliwości przemieszczania się w trakcie zabiegu. Wyciąg posiada jeden aktywny but trakcyjny, który umożliwia rotację wewnętrzną i zewnętrzną stawu. Zestaw posiada dwie możliwości trakcji pacjenta - za pomocą wałka kroczowego o wymiarach min. 22 cm szerokości oraz min 27 cm wysokości lub za pomocą jednorazowej podkładki wykonanej z pianki, która tworzy tarcie pomiędzy pacjentem, a stołem operacyjnym umożliwiając dystrakcję biodra (tzw. rozwiązanie post-less) .