

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofa w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 26.09.2022r.

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

PN- 46/22/29/1

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN-46/22/29 na dostawę wyposażenia do Kliniki
Obserwacyjno Zakaźnej.**

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o przytoczonej poniżej treści: na mocy art. 284 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udzielamy **wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia.**

Treść pytań:

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

1. Dot. Pakiet nr 4 Zmywarko/wyparzarka naczyń pacjentów

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o następujących parametrach:

- Zmywarka z termodezynfekcją PG 8057 TD U osiąga optymalne rezultaty mycia oraz spełnia wysokie wymagania sanitarne. Jest to idealne rozwiązanie dla szpitali, domów opieki i przedszkoli, gdzie ryzyko zakażenia np. infekcją salmonelli jest wyjątkowo duże.
- Zalety i korzyści zmywarki z termodezynfekcją:
- System mycia świeżą wodą dla uzyskania najlepszej wydajności czyszczenia – w każdej fazie czyszczenia i płukania pobierana jest świeża woda
- Program termicznej dezynfekcji - zapewnia mycie w temperaturze 93°C/ 10 minut
- Bardzo skuteczne działanie czyszczące na 2 poziomach mycia
- Urządzenie wolnostojące lub do zabudowy podblatowej
- Łatwa obsługa – poprzez dotknięcie panelu można wybrać jeden z 13 programów w wybranym języku. W pamięci zmywarki można zapisać trzy najczęściej używane programy mycia i włączyć wybrany program poprzez przycisk skrótowy. Panel z centralnym wyświetlaczem służy do otwierania i zamykania drzwi
- 1 zintegrowany pojemnik na detergent w proszku i mediów płynnych umieszczony na drzwiach zmywarki
- Opatentowany pojemnik na sól o pojemności 2kg – znajduje się on w drzwiczkach, a nie jak dotychczas w komorze myjącej, w związku z tym uzupełnienie soli w zmywarce jest bardzo proste
- Niewielkie wymiary zewnętrzne – zmywarki pozwalają na montaż w większości kuchni
- Dokładne mycie i bezpieczeństwo higieny
- Opcjonalnie:

- Zestaw do przebudowy dla instalacji wolnostojącej
- Dawkowanie płynnym środkiem czyszczącym
- Plastikowe kosze na 2 poziomach płukania dostępne oddzielnie lub magazynki ze stali nierdzewnej
- Specyfikacja:
 - Do zabudowy bez pokrywy
 - Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
 - Wydajność:
 - Pompa, Qmax: 400l/min
 - Najkrótsza długość programu: 5min
 - Maksymalna wydajność czyszczenia (talerze/h bez sztućców) 456
 - Programy sterujące:
 - Elektroniczna kontrola
 - Program Vario TD ostatnie płukanie 93°C – 10 minut
 - Program higiena ostatnie płukanie 83°C – 5 minut
 - W 3 standardowych programach (krótki, uniwersalny, intensywny) końcowa temperatura płukania: 85°C, utrzymana w czasie 1 minuty
 - 13 programów
 - Max opóźnienie startu: 24h
 - Wskaźnik temperatury i pozostałego czasu
- Dozowanie:
 - 1 x zintegrowany pojemnik na detergent w proszku i mediów płynnych umieszczony na drzwiach zmywarki
 - Pojemnik na sól w drzwiach
- Miejsce zastosowania:
 - Szpitale
 - Domy opieki
 - Przedszkola i szkoły
 - Restauracje

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel